



Tornillos de Anclaje

Referencia	Diámetro (mm)	Longitud (mm)
V4/13/TI	4	13
V4,5/15/TI	4,5	15
V4,5/20/TI	4,5	20
V5/15/TI	5	15
V5/20/TI	5	20
V6/20/TI	6	20
V6/25/TI	6	25

La elección del tornillo es en base a la longitud y al diámetro del túnel perforado y en general, el diámetro del tornillo debe ser al menos 1 mm mayor que el diámetro del túnel.

Este debe estar solo a lo largo de la parte trenzada del ligamento y no debe alcanzar las fibras libres.