

## 2. Tornillos de interferencia atraumáticos

### Medidas

Tornillo interferencial 3 x 8

Tornillo interferencial 4,5 x 15

Tornillo interferencial 3 x 10

Tornillo interferencial 4,5 x 20

Tornillo interferencial 3,5 x 10

Tornillo interferencial 5 x 15

Tornillo interferencial 3,5 x 13

Tornillo interferencial 5 x 20

Tornillo interferencial 4 x 10

Tornillo interferencial 6 x 20

Tornillo interferencial 4 x 13

Tornillo interferencial 6 x 25

## 2. Tornillos de interferencia atraumáticos

### Elección

TALLA EVOLIG	EVOLIG XS	EVOLIG S	EVOLIG M	EVOLIG L1, 2 Y 3
Peso (kg)	3 a 7	7 a 12	12 a 25	> 25
Diámetro broca (mm)	2.5	3	3.6	4.2
Diámetro tornillo principal (mm)	3.5	4	4.5	5
Diámetro tornillo transversal (mm)	3	3.5	4	4.5