

Fijación: medidas tornillos

Tornillo interferencial \varnothing 3 x 5mm	Tornillo interferencial \varnothing 4,5 x 15mm
Tornillo interferencial \varnothing 3 x 8mm	Tornillo interferencial \varnothing 4,5 x 20mm
Tornillo interferencial \varnothing 3 x 10mm	Tornillo interferencial \varnothing 4,5 x 25mm
Tornillo interferencial \varnothing 3 x 15mm	Tornillo interferencial \varnothing 5 x 10mm
Tornillo interferencial \varnothing 3,5 x 10mm	Tornillo interferencial \varnothing 5 x 15mm
Tornillo interferencial \varnothing 3,5 x 13mm	Tornillo interferencial \varnothing 5 x 20mm
Tornillo interferencial \varnothing 4 x 8mm	Tornillo interferencial \varnothing 5 x 25mm
Tornillo interferencial \varnothing 4 x 10mm	Tornillo interferencial \varnothing 6 x 15mm
Tornillo interferencial \varnothing 4 x 13mm	Tornillo interferencial \varnothing 6 x 20mm
Tornillo interferencial \varnothing 4 x 20mm	Tornillo interferencial \varnothing 6 x 25mm

Fijación:

Tabla referencia talla Evolig – diámetro de tornillo

TALLA EVOLIG	Peso (kg)	Diámetro broca (mm)	Diámetro tornillo (mm)	Diámetro tornillo transversal (mm)
XS	3-7	2.5	3.5	3
S	7-12	3.0	4	3.5
M	12-25	3.6	4.5	4
L1,2 y 3	Más de 25	4.2	5	4.5